

CaviCide

Limpiador de superficies duras y desinfectante.



Uso previsto:

CaviCide es un desinfectante de superficie conveniente, listo para usar, de nivel intermedio que es eficaz contra la TB, VHB, VHC, virus (hidrofílicos y lipofílicos, coronavirus), bacterias (incluyendo MRSA y VRE) y hongos. Puede utilizarse en la UCI, salas de operaciones, salas de aislamiento, áreas de atención al paciente y laboratorios. Cuando se usa según las indicaciones, también limpiará y descontaminará de manera efectiva los instrumentos críticos y semicríticos.

LISTADO DE USOS				
Quirófanos del hospital	Centros quirúrgicos	Endoscopia y centros GI	Departamentos de procesamiento estériles	Unidades neonatales
Anestesia	CCU / ICU / PICU Vehículos de emergencia	Ambulancias	Vehículos de policía y bomberos	Laboratorios
Áreas de cuidado del	Oficinas oftálmicas	Cuidado de salud en el hogar	Ortopedia	Pediatría

paciente				
Consultorios médicos	Radiología	Salas de recuperación	Terapia respiratoria	Salas de preparación de medicamentos
Salas limpias de farmacia	Centros de diálisis, centros de donación (sangre, plasma, semen, leche, aféresis)	Oficinas dentales	Veterinarias	Hogar

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN	
Isopropanol	17.2%
Éter monobutílico de etilenglicol (2- butoxietanol)	1-5%
Diisobutylphenoxyethoxyethyl dimethylbenzyl Cloruro amonio	0.28%
Agua	70-80%
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
Estabilidad:	Estable
Condiciones para evitar	Calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición

Tiempo de Eliminación

Mycobacterium bovis BCG.....	3 minutos
Pseudomonas aeruginosa.....	3 minutos
Salmonella enterica.....	3 minutos
Staphylococcus aureus.....	3 minutos
Trichophyton mentagrophytes.....	3 minutos
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA).....	2 minutos
Staphylococcus aureus con susceptibilidad reducida a la vancomicina....	2 minutos
Enterococcus faecalis resistente a la vancomicina (VRE).....	2 minutos
Virus de hepatitis B (VHB).....	2 minutos
Virus de hepatitis C (VHC).....	2 minutos
Virus Herpes Simplex tipo 1.....	2 minutos
Virus Herpes Simplex tipo 2.....	2 minutos
Coronavirus	2 minutos
Virus de inmunodeficiencia humana (VIH-1).....	2 minutos
Virus de influenza A2.....	2 minutos

Producto Fabricado en USA

Registro Sanitario Invima No Requiere 2016011473