

CaviWipes1



Limpiador de superficies duras y desinfectante.



Uso previsto:

CaviWipes1, una toallita desinfectante / descontaminante multipropósito, se puede usar en superficies duras, no porosas. CaviWipes1 contiene toallitas duraderas, no tejidas, no abrasivas, pre saturadas con CaviCide1, CaviWipes1 sin fragancia limpiará y desinfectará las superficies de manera efectiva reduciendo el riesgo de contaminación cruzada

LISTADO DE USOS				
Quirófanos del hospital	Centros quirúrgicos	Endoscopia y centros GI	Departamentos de procesamiento estériles	Unidades neonatales
Anestesia	CCU / ICU / PICU Vehículos de emergencia	Ambulancias	Vehículos de policía y bomberos	Laboratorios
Áreas de cuidado del	Oficinas oftálmicas	Cuidado de salud en el hogar	Ortopedia	Pediatría

paciente				
Consultorios médicos	Radiología	Salas de recuperación	Terapia respiratoria	Salas de preparación de medicamentos
Salas limpias de farmacia	Centros de diálisis, centros de donación (sangre, plasma, semen, leche, aféresis)	Oficinas dentales	Veterinarias	Hogar

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN	
Isopropanol	15%
Etanol	7.5%
Monobutil éter de etilenglicol	1-5%
Cloruro de didecildimetilamonio	0.76%
Agua	70-80%
Ebullición	No determinado
PH	11.0-12.49
Presión de vapor	19 kPa @ 20 ° C (etanol)
Porcentaje de volatilidad:	> 95%
Punto de inflamabilidad:	34,4 ° C (93,4 ° F)
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
Estabilidad:	Estable
Condiciones para evitar	Calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición

Producto Fabricado en USA